

Catalogo Accessori

Cinghie per Fissaggio
Rivestimenti
Strumenti



Dynamic Devices Europe Srl

Via Tonale n. 5 - 20021 Baranzate (MI)

Ufficio Segreteria: tel. 0238202015 – 0230062006

mail: segreteria@ddeitalia.it

Ufficio Amministrativo: tel. 0238202015 fax 0238205963

mail: amministrazione@ddeitalia.it

DYNAMIC DEVICES EUROPE Srl

Ufficio Commerciale: tel. 02-30062006 cell. 3349804344

mail: commerciale@ddeitalia.it

I. Sistema di Fissaggio

I.1. Hook (maschio) e Loop (femmina) Standard

I.2. Hook (maschio) e Loop (femmina) Auto-Adesivo

I.3. Loop (femmina) Elastico

I.1. Hook and Loop Standard

- # In nylon per la resistenza e la facilità d'uso
 - # Flessibile
 - # Lavabile, anche in lavatrice
 - # Disponibile in bianco o in una selezione di colori forti e naturali
 - # Larghezza: da 25 mm a 50 mm, Lunghezza: da 10 mt. a 25 mt.
 - # Consegnato in un dispenser bianco
-

I.1. Hook and Loop Standard (codici)

Colori disponibili: Bianco, beige, nero, rosso, blu

Codice	Misura	Descrizione
VH/2525	25 mm x 25 m	Hook Standard non- adesivo, bianco
VL/2525	25 mm x 25 m	Loop Standard non- adesivo, bianco
VH/5025	50 mm x 25 m	Hook Standard non- adesivo, bianco
VL/5025	50 mm x 25 m	Loop Standard non- adesivo, bianco

CODICE	MISURA	DESCRIZIONE
VH/2525adh	25 mm x 25 m	Hook Standard adesivo, bianco
VL/2525adh	25 mm x 25 m	Loop Standard adesivo, bianco
VH/5025adh	50 mm x 25 m	Hook standard adesivo, bianco
VL/5025adh	50 mm x 25 mm	Loop Standard adesivo. bainco

I.2. Hook e Loop auto-adesivo

- # In nylon e ha una superficie auto-adesiva
 - # Ottima adesione con una superficie pulita e asciutta
 - # La coesione può essere aumentata (scaldare localmente, con un phon, sia la superficie adesiva della cinghia che il materiale alla quale la cinghia verrà applicata)
 - # Disponibile in bianco o in una selezione di colori forti e naturali
 - # Larghezza: da 25 mm a 50 mm, Lunghezza: da 10 mt. a 25 mt
 - # Consegnato in un dispenser
-

I.3. Loop Elastico

- # In nylon ed elastomer
 - # Bordi morbidi
 - # Compatibile con tutte le cinghie hook di Velcro®
 - # Disponibile in varie larghezze: 2.5 cm, 3.8 cm e 5.0 cm e in varie lunghezze: 5 mt. e 25 mt.
(massima lunghezza per il 5.0 cm di larghezza è di 20 mt.!)
 - # Colore – bianco
 - # Consegnato in un dispenser
-

I.3. Loop Elastico (codici)

Codice	Misura
VL/2505ell	25 mm x 5 m Bianco
VL/2525ell	25 mm x 25 m Bianco
VL/5005ell	50 mm x 5 m Bianco
VL/5025ell	50 mm x 20 m Bianco



I.5.4. Tutore per le Dita della Mano e del Piede

- # Il tutore per le dita della mano e del piede è un Hook e Loop standard
 - # La parte del loop ha una doppia piega e i Hook saldati e attaccati
 - # Questa serie è ideale per le fratture per le quali non siano possibili, o consigliati, i tutori
 - # Il tutore per le dita della mano e del piede sono disponibili nei colori standard ad una larghezza di 16 mm, 20 mm o 25 mm
 - # Confezionato per 10 pezzi
-

I.5.4. Tutore per le Dita della Mano e del Piede

1. Inserire il tutore con la chiusura posta fra le dita
2. Mettere la parte del hook sopra le dita interessate. Stringere il loop attorno alle dita. Premere insieme il hook e il loop



I.5.4. Tutore per le Dita della Mano e del Piede

3. Per un fissaggio efficace, tagliare il materiale in eccesso
4. Ripetere la procedura per le dita di supporto

Usare lo stesso metodo per i tutori per le dita del piede



I.5.4. Tutore per le Dita della Mano e del Piede

(codici)

Codice	Misura
VTFS/16	16 mm larghezza
VTFS/20	20 mm larghezza
VTFS/25	25 mm larghezza

II. Materiali di Rivestimento

II.1. GeniElastic

II.2. Turbofelt

II.1. GeniElastic

- # Tessuto in spugna e polistirolo cellulare con un lato adesivo
 - # Per rivestire i tutori
 - # Un rivestimento comodo ed efficace
 - # Conformabilità eccezionale
 - # Morbido come cotone
 - # Colori: bianco naturale e beige
-

II.1. GeniElastic

- # Un allungamento controllato permette un rivestimento uniforme di tutte le curvature



II.1. GeniElastic *(codici)*

Codice	Misura	Confezionamento
GE/501500	3 x 50mm x 15m	Rotolo in un dispenser
GE/801500	3 x 80mm x 15m	Rotolo in un dispenser
GE/48100	3 x 480mm x 1m	Rotolo in un dispenser
GE/4860P	3mm x 48 x 60cm	Rotolo in un dispenser

II.2. Turbofelt

- # Feltro (a base di cotone e lana) con un lato adesivo
- # Per rivestire i tutori o gli attrezzi adatti



II.2. Turbofelt

- # Morbido come cotone
- # Materiale flessibile e molto facile da applicare
- # Consigliato per la pediatria, la gerontologia e i pazienti con la pelle delicata



II.2. Turbofelt (*codici*)

Codice	Misura
B0007	Rotolo di 30 cm x 100 cm

Neoprene

Lato A: nylon

Lato B: velcro

Colore nero

ELASTIC TAPE

Disponibile nei colori:

Rosso, Blu, nero, beige, giallo



III. Strumenti

III.1. Vasca Termostata

III.2. Phon

III.3. Forbici per Tagliare il materiale

III.4. Cutter Utilitario

III.1. Vasca Termostatata

- # Vasca per il riscaldamento dei materiali – in acciaio inossidabile
 - # Ideale per l'uso negli istituti e le cliniche per la realizzazione delle ortesi riabilitative
 - # La temperatura dell'acqua viene controllata elettronicamente mantenendola al livello ottimale pre-impostato.
 - # Spina a due punte (modello Europeo)
 - # 220 volt
-

III.1. Vasca Termostatata (*codici*)

Codice	Descrizione
WB/503010	Misura Interna: 50 x 30 x 10 cm Litri 15
WB/659510	Misura Interna: 65x95x10 Litri 55

III.2. Phon

- # Per l'uso con tutti i tipi di termoplastici
 - # Ergonomico, leggero
 - # Impugnatura comoda – Fornito di appoggio per un uso a mani libere
 - # Spina a due punte (modello Europeo)
 - # 220 volt
-

III.3. Forbici per Tagliare il Materiale Termoplastico

- # Le forbici per tagliare i termoplastici e per tagliare i supporti e i tutori
 - # Acciaio inossidabile
 - # Smussate per sicurezza
 - # Solo per uso con la mano destra
-

III.4. Cutter Utilitario

- # Cutter per tagliare i termoplastici freddi
 - # Offre sicurezza e un' impugnatura comoda
 - # Si possono tenere le lame di scorta all'interno dell'impugnatura
-